


Test del fluido orale per anticorpi COVID-19


Guida rapida di riferimento (Leggere le istruzioni complete per l'uso)



Ogni kit per test singolo CovAbScreen™

A. Una (1) pipetta di trasferimento B. Una (1) provetta con tappo con soluzione

C. Un (1) tampone orale confezionato D. Una (1) confezione in alluminio con una cartuccia per il test e un sacchetto,





Necessario ma non in dotazione: timer





























Per uso diagnostico in vitro



Diabetomics, Inc. 2020 Tutti i diritti riservati

